

Medicina polyurethan ernæringssonder uden guidewire

Pakningen indeholder sonde, fikseringsplaster, pH teststrimmel og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende b.la. informationer om anlæggelse og sondens størrelse.



Anvendelse

Medicina polyurethan sonde uden guidewire er velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sonden er blød og primært udviklet til neonatale og børn. Den leveres i syv forskellige varianter (FR), og kan med fordel også bruges til voksne, som har brug for ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH strimmel

Egenskaber

Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.

Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller

Afstandsmarkeringer (1 cms afstand) til kontrol af sondens beliggenhed

Har røntgenfast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen

Har ENFit kobling

Sortiment

LG4/40 4FR x 40 cm (50)

LG4/50 4FR x 50 cm (50)

LG4/80 4FR x 80 cm (50)

LG5/40 5FR x 40 cm (50)

LG5/50 5FR x 50 cm (50)

LG5/80 5FR x 80 cm (50)

LG6/40 6FR x 40 cm (50)

LG6/50 6FR x 50 cm (50)

LG6/80 6FR x 80 cm (50)

LG6/120 6FR x 120 cm (50)

LG8/40 8FR x 40 cm (50)

LG8/50 8FR x 50 cm (50)

LG8/80 8FR x 80 cm (50)

LG8/120 8FR x 120 cm (50)

LG10/80 10FR x 80 cm (50)

LG10/120 10FR x 120 cm (50)

LG12/80 12FR x 80 cm (50)

LG14/80 14FR x 80 cm (50)

Vægtet/tungsten

LG6/50W 6FR x 50 cm (50)

LG6/80W 6FR x 80 cm (50)

G8/80W 8FR x 80 cm (50)

LG10/80 10FR x 80 cm (50)

LG12/80W 12FR x 80 cm (50)



Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

