

Stomipasta

SALTS STOMIPASTA MED ALKOHOL



Beskrivelse	Antal	Varenr.
Stomipasta	60 gr	SP60

SALTS STOMIPASTA UDEN ALKOHOL



Beskrivelse	Antal	Varenr.
Stomipasta uden alkohol	60 gr	NSP1

Anvendelse

Anvendes til at fylde fordybninger eller områder med arvæv for at få den ideelle overflade at klæbe på. Det giver et mere sikkert fæste - og samtidig forebygges lækage og øm hud.

Stomipasta med alkohol

Stomipasta anvendes mod ujævnheder omkring stomien.

Pastaen er let at anvende, klæber ikke på fingrene og tørrer på ca. 30 sek.

Stomipasta Uden alkohol

SecuPaste er alkoholfri og meget hudvenlig - derfor svier den ikke på irriteret hud. Pastaen er let at anvende, klæber ikke på fingrene og tørrer ca. på 30 sekunder.