

# Medicina ENFit flaskeadaptere

Medicina flaskeadaptere er fremstillet af polypropylen.

## Anvendelse.

Flaskeadaptere med ENFit konnektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Flaskeadapteren gør det lettere at trække flydende medicin op i en ENFit oral/enteral sprøjte. Det reducerer "dead space" inde i ENFit konnektoren af en ENFit oral/enteral sprøjte, ligesom det også reducerer medicinspild.



RC075L 75 mm Rektal medicinrør (200)

RC150L 150 mm Rektal medicinrør (200)



BA03L 18—19,5 mm flaskeadapter, steril (50)

BA03L B 18—19,5 mm flaskeadapter, usteril (50)

BA08L 15,5—18 mm flaskeadapter, steril (50)



BA01L Trap flaskeadapter, steril (50)

BA01L B Trap flaskeadapter, usteril (50)



BA04L 25,5—27 mm flaskeadapter, steril (50)

BA04L B 25,5—27 mm flaskeadapter, usteril (50)



BA05L 18,5—20,5 mm flaskeadapter, steril , (Morfin) (50)



BA02L 15—16,5 mm flaskeadapter, steril (50)

BA02L B 15—16,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



BA06L 20—21,5 mm flaskeadapter, steril (50)



BA07L 10,5—11 mm flaskeadapter, steril (50)