

Medicina ENFit forlængersæt

Medicina forlængersæt er fremstillet af polypropylen

Anvendelse

Bruges til forlængelse af eksisterende folængerslange. Passer til Medicina ENFit forlængerslanger og Medicina ENFit sprøjter. Bruges max. 24 timer.

Sortiment

EP015L 15 cm kort forlænger sæt (50)

EP075L 75 cm lang forlængersæt (50)



EP075LW 75 cm lang forlængersæt
med stor lumen (50)

EP150L 150 cm lang forlængersæt (50)

EP015LYW 15 cm forlængersæt med stor
indre diameter og Y-kobling (50)

EP075LY 75 cm forlængersæt med
Y-kobling (50)

EP150LY 150 cm forlængersæt med



H
HARDAM

Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

