








# Medicina ENFit overgangsadaptere

Medicina overgangsadaptere er fremstillet af polypropylen.

## Anvendelse.

ENFit overgangsadaptere anvendes for at gøre overgangsperioden ved skift fra nuværende enterale ernæringsystem til ENFit enteral systemet lettere og sikrere samt at reducere spild af produkter.

TA01	Overgangsadapter fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte/ernæringsæt(50)	
TA02	Overgangsadapter fra ENFit sonde til omvendt luer sprøjte (50)	
TA03	Overgangsadapter fra SuperLock sonde til ENFit sprøjte (50) <b>Ikke</b> aktuel i Danmark	
TA04	Overgangsadapter fra ENFit sonde til SuperLock sprøjte (50) <b>Ikke</b> aktuel i Danmark	
TA05	Overgangsadapter fra ENFit sonde til ENLock ernæringsæt/sprøjte /jeanet sprøjte(50)	
TA06	Overgangsadapter fra ENFit sonde til oral tip sprøjte/ ernæringsæt (50)	
ML01L	Overgangsadapter fra oral tip sonde til ENFit sprøjte/ ernæringsæt (50)	
LK01	Overgangsadapter fra ENLock sonde og duodenalsonde til ENFit sprøjte/ernæringsæt (50)	