


Medicina Ryles polyurethan ernæringssonder uden guidewire

Pakningen indeholder sonde og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende bl.a. Informationer om sondens størrelse og anlæggelse



Anvendelse.

Medicina polyurethan Ryles sonde uden guidewire er udviklet til drænage, men kan som den eneste sonde til lige bruges til ernæring. Herved undgår patienten det ubehag, som følger ved at skulle have anlagt to forskellige sonder. Sonden er velegnet til korttidsbrug (< 14 dage) til anlæggelse i maven. Den leveres i syv forskellige varianter (FR). Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for drænage og ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. Disse sonder er blødere og glattere end normale PVC Ryles sonder.

Egenskaber.

Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.

Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller

Afstandsmarkeringer (1 cm afstand) til kontrol af sondens beliggenhed

Har røntgenfast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen

Har ENFit kobling samt kobling til drænage

Sortiment.

RT6/80L	6FR x 80 cm (50)
RT8/80L	8FR x 80 cm (50)
RT10/100L	10FR x 100 cm (50)
RT12/100L	12FR x 100 cm (50)
RT14/100L	14FR x 100 cm (50)
RT16/100L	16FR x 100 cm (50)
RT18/100L	18FR x 100 cm (50)
RT20/100L	20FR x 100 cm (50)



Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

